

FFP2

**FIRST<sup>®</sup>  
PROTEC**

**small**

YPHD : YD-006 FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009

TALLA  
PEQUEÑA

SMALL SIZE

# FICHA TECNICA

## YPHD YD-006

**FFP2 NR**  
Media Máscara Filtrante

**CE | 1463**



UNE EN 149:2001+A1:2009



Mascarilla FFP2, Ensayadas y con marcado CE según EN 149:2001+A1:2009.



**Clase de mascarilla  
(FFP2 NR)  
EN 149:2001+A1:2009**



**Mascarilla con marcado  
de organismo  
notificado CE 1463**



**(NR), No reutilizable  
Modelo YP-HD YD-006**



### Referencia de fábrica : YPHD YD-006

<b>Grado</b>	EPI Cat.III NR
<b>Standard</b>	UNE - EN 149:2001 + A1:2009
<b>Caducidad</b>	2 AÑOS
<b>Capas</b>	5
<b>Material</b>	Spunbond, tela no tejida fundida, tira nasal, banda elástica para la oreja.
<b>Medidas</b>	Medida: 8 cm. ancho x 13 cm. alto (mascarilla cerrada)

# small

**E** Envase individual  
Codificación EAN 13

**C** Cajas de 50 Bolsas  
individuales

**P** Packaging en idioma  
castellano



Código EAN 13 envase unitario	8435382497292
Código EAN 13 caja	8435382497308
Código GTIN 14 caja master	18435382498791
Caja (Unidad de venta)	50 Uds
Caja - Dimensiones	12,5X11X15,5cm
Caja - Peso kg	0,19kg
Cajas por caja master.	50
Cajas master por palet	
Unidades por caja master	2.000 uds.
Medidas de caja master	57cm x 52 cm x 34.5
Peso de la caja master	11.5 kg

**P** Caja cartón  
50 Unidades

**I** Idioma  
Castellano

**C** Codigo de barras  
EAN 13

# small



YPHD : YD-006 FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009

**small**

**FIRST PROTEC®**  
TALLA PEQUEÑA  
SMALL SIZE  
YPHD YD-006  
FFP2 NR  
MASCARILLA FILTRANTE  
FILTERING HALF MASK



**ESP.- VÉASE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE.**  
Instrucciones. Coloque un lado de la máscara con el clip nasal hacia arriba y la goma elástica a los dos lados de los oídos. Presione el otro lado de la máscara para ajustar el ajuste y asegure el clip nasal para que se ajuste cómodamente a la máscara hasta la mandíbula.  
Condiciones de almacenamiento. Almacene en lugar fresco y seco, bien ventilado, mantenido en su envase. 40°C y temperatura entre -10°C y +40°C. Consumo antes de la fecha de vida útil.  
INDICACIONES. Compruebe el empaque en buenas condiciones, si está dañado, no lo use. Use la única parte después de abrir el empaque. El tiempo de uso no debe exceder las 12 horas. No debe ser utilizado durante más de un turno de trabajo. No reutilice. Por favor, consulte la Hoja de Seguridad. 2. Antes de colocarlo en los oídos, asegure el clip nasal y asegure la máscara. Este producto está diseñado para proteger contra aerosoles de partículas y líquidos de la atmósfera ambiental. ha pasado EN149:2001+A1:2009 en conformidad con el Reglamento (CE) 2016/425.  
Nota: Fecha de producción, ver envase / Find the date of production on the package.

**ENG.- SEE INFORMATION SUPPLIED BY THE MANUFACTURER.**  
Method of use. Step 1. Open the mask, with the nose clip up, and pull one ear strap with each hand. Step 2. Hold the mask on the face and hold the mask against your chin. Step 3. Fit the two ear loops on your ears separately. Step 4. Place the fingers above the top of the mask and use your thumb to press and move the nose clip to the side of the nose and lip. Do not press on the strap or bridge.  
INSTRUCTIONS. Please check whether the package is in good condition. If damaged, do not use it. Check the information on packaging and make sure the product within the validity date. Product do not reuse. Each mask should not be used for more than 12 hours. Working time should not exceed 12 hours in a row. Do not use the mask during a shift. Do not reuse the mask. Please refer to the Safety Data Sheet. 2. Before placing it on the ears, secure the nose clip and secure the mask. This product is designed to protect against both solid and liquid aerosols from the ambient atmosphere. It has passed EN149:2001+A1:2009 in accordance with the CEI of Regulation (EU) 2016/425.  
Modification Scope. Suitable for daily protection during high seasons such as flu, haze and pollen allergy.  
Production Date. Printed on the package. Production Batch No. Printed on the package. End of Shelf Life: 2 years.  
Manufacturer / Fabricante en PRC: Guangdong Yida Medical Producting Co., Ltd.  
Room 502, Building No.1, Lane 1, Xian Road Hengfeng, Dongguan City, Guangdong Province.  
P.O. China MODEL: YD-006 (FPM)

[www.firstprotec.com](http://www.firstprotec.com)  
Imported / Importada por Diemark Products S.L., Val Edison 19 C,  
Sant Joan de Vilatorrada 15105, La Coruña Spain.  
info@firstprotec.com

Read the instruction manual  
carefully before use  
LEAER  
MADE IN CHINA



Para más información: [www.firstprotec.com](http://www.firstprotec.com)  
Producción: 2020-03-10. Exp. de validez: 2 años.  
Distribuidor: Yida Medical Producting Co., Ltd.  
Representación / Representante: Diemark Products S.L.  
2020-03-10  
2022-03-10

**50 PCS**  
YPHD  
YD-006  
**FFP2 NR**  
MASCARILLA FILTRANTE  
FILTERING HALF MASK

**FOR- VER INFORMACIÓN PROPORCIONADA PELLO FABRICANTE.**  
Método de emprego. Passo 1. Abra a máscara mantendo o clip nasal para cima e separa os elásticos para as orelhas com as duas mãos. Passo 2. Coloca a máscara sobre a cara e o nariz. Passo 3. Coloca os elásticos atrás das orelhas. Passo 4. Coloca os dedos sobre a parte superior da peça nasal e movimenta a máscara, pressionar e adaptar a peça ao contorno do nariz utilizando a ponta dos dedos.  
INDICAÇÕES. Verificar que o embalagem está em boas condições. Se estiver danificada, não utilizar o produto. Use apenas uma vez. Não reutilize a máscara. O tempo de utilização não deve exceder 12 horas. Não deve ser utilizado durante mais de um turno de trabalho. Não reutilize a máscara. Por favor, consulte a folha de segurança. 2. Antes de colocá-la nos ouvidos, segure o clipe nasal e fixe a máscara. Este produto está concebido para proteger contra aerossóis de partículas e líquidos da atmosfera ambiental. Foi aprovado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425.  
Condições de transporte: Guardar num lugar fresco, seco e bem arejado. Durante o transporte, manter ao abrigo da humidade e da luz solar. Condições de armazenamento: temperatura +10°C a +40°C; humidade relativa <math>80\%</math>.  
Utilização do produto e cumprimento das regulamentações: Este produto foi concebido como Proteção contra aerossóis sólidos e líquidos em suspensão na atmosfera, cumpre os requisitos da norma EN149:2001+A1:2009 que demonstra a sua conformidade com os requisitos técnicos em matéria de saúde e segurança do Regulamento (UE) 2016/425.

TALLA PEQUEÑA  
SMALL SIZE

**FIRST PROTEC®**  
TALLA PEQUEÑA  
SMALL SIZE  
**small**  
YPHD : YD-006 FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009  
TALLA PEQUEÑA  
SMALL SIZE  
CE 1463 **small**  
YPHD : YD-006 FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009

**B**

Bolsa PVC  
1 Unidad

**C**

Codigo de barras  
EAN 13

**I**

Idioma  
Castellano

**ESP - VÉASE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE.**  
Instrucciones: Coloque un lado de la máscara con el clip nasal hacia arriba y las gomas elásticas a los dos lados de las orejas. Presione el clip suavemente para ajustar el puente nasal. Luego presione y sostenga el clip nasal para tirar del extremo inferior de la máscara hacia la mandíbula.  
Condiciones de almacenamiento: Almacénese en lugar limpio y seco, buena ventilación, humedad no superior al 80% y temperatura entre -10°C y 40°C. Consumir antes de la fecha de vida útil. **INDICACIONES:** Compruebe si el envase está en buenas condiciones. Si está dañado, no lo use. Usar lo antes posible después de abrir el envase. El tiempo de uso no debe exceder las 12 horas. No debe ser utilizada durante más de un turno de trabajo. No lavable. Por favor, usar dentro de la validez. Caducidad: 2 años.  
Este producto está diseñado para proteger contra aerosoles sólidos y líquidos de la atmósfera ambiental, ha pasado EN149:2001+A1:2009 en conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425  
Lote: Fecha de producción: ver envase / Final de vida útil: 2 años.

**ENG - SEE INFORMATION SUPPLIED BY THE MANUFACTURER.**  
Method of Use: Step 1, Open the mask, keep the nose clip up, and pull one ear strap with each hand. Step 2, Hold the mask on the face and hold the mask against your chin. Step 3, Put the two ear belts on your ears separately. Step 4, Place the fingers above the top of the built-in metal bar, press and move the finger tips to the side of the nose until the clip is pressed into the shape of a bridge.  
**INDICATIONS:** Please check whether the package is in good condition. If damaged, do not use it. Check the information on packaging and make sure the product within the validity date. Product do not reusable. Each mask should not be used for more than 1 shift. Replacing mask between 12 hours is recommended. Wash your hands carefully after handling used mask. Condition of Storage and Transportation: Well-ventilated and Non-corrosive Storage. Protection from moisture and sunlight during transportation. Storage Temp: -10°C +40°C. Storage Humidity: <80% RH.  
**Description of Product Functions and Compliance:** This product is designed to protect against both solid and liquid aerosols from the ambient atmosphere, it has passed EN149:2001+A1:2009 to show conformity to the EHSR of Regulation (EU) 2016/425  
Application Scope: Suitable for daily protection during high seasons such as flu, haze and pollen allergy.

**FIRST  
PROTEC**

TALLA  
PEQUEÑA

SMALL SIZE

YPHD  
YD-006

**FFP2 NR**  
MASCARILLA FILTRANTE  
FILTERING HALF MASK

EN 149:2001+A1:2009









**GER - SIEHE DIE VOM HERSTELLER GELIEFERTEN INFORMATIONEN.**  
Gebrauchsanweisung: Schritt 1: Öffnen Sie die Maske, halten Sie den Nasenclip oben und ziehen Sie mit jeder Hand an einem Ohrschlauf. Schritt 2: Setzen Sie die Maske auf das Gesicht und halten Sie die Maske an Ihr Kinn. Schritt 3: Führen Sie die beiden Ohrschlaufen separat über die beiden Ohren. Schritt 4: Platzieren Sie die Finger über der Oberseite des eingebauten Metallstegs, drücken Sie den Metallsteg mit den Fingerspitzen zur Nasenseite, bis der Bügel an das Nasenbein angedrückt eine Brückenform annimmt.  
**HINWEISE:** Bitte prüfen Sie, ob die Verpackung in gutem Zustand ist. Wenn sie beschädigt sein sollte, verwenden Sie das Produkt nicht. Überprüfen Sie die Informationen auf der Verpackung und achten Sie darauf auf die Angaben des Haltbarkeitsdatums. Das Produkt ist nicht wiederverwendbar. Jede Maske sollte nicht für mehr als 1 Schicht verwendet werden. Es wird empfohlen, die Maske nach jeweils 12 Stunden auszutauschen. Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig, wenn Sie eine gebrauchte Maske berühren.  
Lager- und Transportbedingungen: Gut belüftete und nicht korrosive Lagerung. Schutz vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht während des Transports. Lager- und Transporttemperatur: -10°C +40°C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: <80% RH.  
Beschreibung der Produktfunktionen und Konformität: Dieses Produkt wurde zum Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen aus der Umgebungsluft entwickelt, es hat die EN149:2001+A1:2009 bestanden, wodurch die Konformität mit den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 nachgewiesen wird.  
**POR - VER INFORMAÇÃO PROPORCIONADA PELO FABRICANTE.**  
Modo de emprego: Passo 1- Abrir a máscara mantendo o clipe nasal para cima e separar os elásticos para as orelhas usando as duas mãos. Passo 2- Colocar a máscara sobre a cara e o queixo. Passo 3- Colocar os elásticos atrás das orelhas. Passo 4- Colocar os dedos sobre a parte superior da peça metálica incorporada na máscara, pressionar e adaptar a peça ao contorno do nariz utilizando a ponta dos dedos.  
**INDICAÇÕES:** Verificar que a embalagem está em boas condições. Se o pacote estiver danificado, não utilizar o produto. Ler atentamente a informação proporcionada na embalagem e verificar a data de validade. Este produto não é reutilizável. Cada máscara só se pode usar uma vez. É recomendável trocar a máscara cada 12 horas. Lavar bem as mãos depois de descartar a máscara utilizada.  
Conservação e transporte: Guardar num lugar fresco, seco e bem arejado. Durante o transporte, manter ao abrigo da humidade e da luz solar. Condições de armazenamento: temperatura -10°C +40°C; humidade relativa <80%.  
Utilidade do produto e cumprimento das regulamentações: Este produto foi concebido como Protecção contra aerosóis sólidos e líquidos em suspensão na atmosfera, cumpre os requisitos da norma EN149:2001+A1:2009 que demonstra a sua conformidade com os requisitos básicos em matéria de saúde e segurança do Regulamento (UE) 2016/425.  
Production Date: Printed on the package, Production Batch No.: Printed on the package End of Shelf Life: 2 years.  
Manufacturer / Fabricado em PRC por: Guangdong YIDao Medical Technology Co., Ltd. Room 302, BuildingZ, No.1, Lane 1, Xijiu Road Hengli, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China | MODEL YD-006 (YPHD)

**www.firstprotec.com**  
Imported/Importado por Dismark Products SL, Via Edison 19 G, Santiago de Compostela 15705, La Coruña Spain. [info@firstprotec.com](mailto:info@firstprotec.com)

Read this instruction manual carefully before use  
**MADE IN CHINA**

Fecha de producción/ Lote / Final de vida útil: 2 años.  
Produktion/Date/Batch No.: End of Shelf Life: 2 years.  
Data de fabrica / Nº de lote / Utilizar num prazo máximo de: 2 anos.  
Produktionsdatum / Chargennummer /Haltbarkeitsende: 2 Jahre.  
2021010101 / 2021.01.01 / 2022.12.31

<p><b>FFP2 NR</b></p> <p>Filtering half mask Media Máscara Filtrante NR</p> <p><b>FIRST<sup>®</sup> PROTEC</b></p> <p><b>small</b></p> <p>YPHD <b>YD-006</b></p> <p><b>2000 PCS</b> FIRSTPROTEC.COM <b>CE 1463</b></p> 	 <p>Description: FFP2 Filtering half mask Notified Body: CE 1463 Standard: EN149:2001+A1:2009 MODEL NO.: YD-006 QTY: 2000 Pcs G.W.: 11.5kgs N.W.: 7.6kgs SIZE: 57x52x34.5cm</p> 	<p><b>FFP2 NR</b></p> <p>Filtering half mask Media Máscara Filtrante NR</p>  <p>Manufacturer / Fabricado en PRC por: Guangdong YIDao Medical Technology Co., Ltd. Room 302, Building 2, No. 1, Lane 1, Xiju Road Hengli, Dongguan City, Guangdong Province, PR China   MODEL YD-006   YPHD</p> <p><b>FIRSTPROTEC.COM</b> Imported / Importado por Dismark Products SL Via Edison 19 C., Santiago de Compostela 15705, la Coruña Spain. info@firstprotec.com</p> <p><b>MADE IN PRC</b></p>	<p><b>FFP2 NR</b></p> <p>Filtering half mask Media Máscara Filtrante NR</p> <p><b>FIRST<sup>®</sup> PROTEC</b></p> <p><b>small</b></p> <p>YPHD <b>YD-006</b></p> <p><b>2000 PCS</b> FIRSTPROTEC.COM <b>CE 1463</b></p> 



**Fi** Album  
YPHD YD-006

**FIRST<sup>®</sup>**  
**PROTEC**

