

Dispoglove wash

Manoplas jabonosas de un solo uso

Dispoglove es una manopla jabonosa básica que aporta una gran comodidad de uso.

Manopla higiénica, especialmente indicada para uso sanitario y asistencial, desechable y reciclable, lista para liberar todas sus propiedades en el momento que entra en contacto con el agua. Con una loción que ayuda a mantener la barrera protectora de la piel y proporciona asimismo un agradable y fresco aroma.

Diseñada ergonómicamente para evitar que se salga de la mano en el momento de su utilización.

El producto está especialmente destinado al cuidado y limpieza de la piel, principalmente, en personas que requieren especial atención.



| |
|----------------------------|
| Medida de la unidad |
| 24x17 cm ±5% |

Información de producto

| Manopla | Material | Gramaje |
|-------------------------|---|------------------------|
| Capa anterior con jabón | Fibra sintética de poliéster. Libre de látex. | 50g/m ² ±5% |
| Capa posterior | Fibra sintética de polipropileno. Libre de látex. | 50g/m ² ±5% |

LOCIÓN: loción dermatológica de pH 5.5 ±0,5. Apto para niños.

| | |
|---------------------|---|
| Ingredientes | Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, C.I. 61570, Linalool. |
|---------------------|---|

Cada manopla contiene 3-4g de loción antes de su secado.

Calidad microbiológica controlada.

Loción formulada especialmente con alta presencia de ingredientes emolientes para la protección de la piel, que reducen la formación de espuma durante el uso, sin disminuir la capacidad de limpieza de la piel.

Modo de Empleo



El jabón de la manopla **Dispoglove wash** se activa con unas pocas gotas de agua. **NO SUMERGIR.**

- Frotar suavemente y enjabonar la piel.
- Aclarar con agua y secar bien la piel después del baño.



Advertencias y Recomendaciones

Mantener fuera del alcance de los niños

No ingerir. Evite el contacto con los ojos.

Usar recipientes debidamente higienizados para cada baño de paciente.

Para mayor comodidad del paciente utilice agua templada.

Desechar después de su uso

Almacenamiento y vida útil

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar.

Caducidad: 5 años.

PRESENTACIÓN

| REFERENCIA | UNIDADES PAQUETE | UNIDADES CAJA | MEDIDAS CAJA (cm) | PESO CAJA* (kg) |
|------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 0000309 | 50 units | 2000 units 40 PACKS | 60x40x30 | 9.5 |

* TOLERANCIAS: Peso \pm 0.5 Kg

Código de barras envase individual: EAN13 8427835104949

Cumple con:

- Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos según la norma ISO 22716.
- Reglamento (CE) núm. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Productos Cosméticos.
- Testado bajo control pediátrico.
- Testado bajo control dermatológico.
- Empresa certificada ISO 22716 e ISO 9001



Management System
ISO 9001:2008
ISO 22716:2007

www.tuv.com
ID 9105078921