

Galmask

MÁSCARAS DE PROTECCIÓN

1ª FÁBRICA
GALLEGA DE
MÁSCARAS FFP3

FFP3 NR

3

CAJA 50 UNIDADES



Fabricado en Galicia



GALMASK

FICHA TÉCNICA

FFP3 NR MODEL A/ I-L8620

Media Máscara Filtrante



> 99% protección

FFP3



CE | 2163



Clase de mascarilla
(FFP3 NR)
EN 49:2001+A1:2009



Mascarilla con marcado
de organismo
notificado CE 2163



(NR), No reutilizable

Datos técnicos

FFP3 NR MODEL A/ I-L8620

Referencia de fábrica : MODEL A/ I-L8620

Grado	EPI Cat.III FFP3 NR
Standard	UNE - EN 149:2001 + A1:2009
Caducidad	2 AÑOS
Capas	5
Material	Spunbond, tela no tejida fundida, tira nasal, banda elástica para la oreja.
Medidas	10,8 cm. ancho x 16 cm. alto (mascarilla cerrada)



Datos logísticos

FFP3 NR MODEL A/ I-L8620

Referencia de fábrica : MODEL A/ I-L8620

Código EAN 13 envase unitario	8435382499005
Código EAN 13 caja	8435382498992
Código GTIN 14 caja master	
Caja (Unidad de venta)	50 Uds
Caja - Dimensiones	13,5X13,8X20,5cm
Caja - Peso kg	0,15 kg
Cajas por caja master.	20
Cajas master por palet	
Unidades por caja master	
Medidas de caja master	
Peso de la caja master	



Envase individual
Codificación EAN 13



Cajas de 50 Bolsas
individuales



Packaging en idioma
castellano





Bolsa PVC
1 Unidad




Código de barras
EAN 13



Idioma
Castellano



8 435382 499005



Packaging

FFP3 NR MODEL A/ I-L8620



Galmask

FFP3 FABRICADAS EN GALICIA

LA MAYOR PROTECCIÓN >99%

> 99% protección

FFP3

