

# FICHA TÉCNICA

## SERENITY CLASSIC 60x60 PLUS

34103350130

---



### DIMENSIONES (MM)

Largo  
Ancho  
Longitud tampón  
Anchura tampón

### STANDARD

600 mm  
600 mm  
535 mm  
535 mm

### DESVIACIÓN

+/- 5mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/-5 mm

### PESO (G)

Peso

### STANDARD

35,5 g

### DESVIACIÓN

+/- 10%

### COMPOSICIÓN

Núcleo 100% celulosa  
Capa interna Polipropileno hidrófilo  
Capa externa Polietileno azul  
Gofrado

### LOGÍSTICA

Bolsa  
Caja  
Pallet

### #

30 unidades  
4 bolsas  
54 cajas

### CÓDIGO EAN

8058150569191  
28058150569195

### DIMENSIONES

360x125x195  
401X261X377  
1200x800x2412

### RENDIMIENTO

Absorción ISO  
11-948

### ABSORCIÓN

600 g

### TOLERANCIA

+/- 10%

### NORMATIVA STANDARD

Reglamento UE 2017/745 sobre Productos Sanitarios  
Hecho en Europa

---

