



Antisepsia

Productos para desinfectar adecuadamente las manos y la piel de los profesionales sanitarios, los pacientes y los residentes.

Productos con clorhexidina

Cepillos quirúrgicos



Disposcrub C

Dimensiones:

80x50x37 mm. + 2.5 mm.

Ingrediente activo:

Con digluconato de clorhexidina 4%.

Ref.	Uds./Caja
30230*	100

Disponible con/sin Limpiaúñas .



Dispomedic Scrub C Plus

Dimensiones:

80x50x37 mm. + 2.5 mm.

Ingrediente activo:

Con digluconato de clorhexidina 0.8%.

Ref.	Uds./Caja
30220*	100

Disponible con/sin Limpiaúñas .

Líquidos antisépticos

Productos para desinfectar adecuadamente las manos y la piel de los profesionales sanitarios, los pacientes y los residentes.



Dispoclorhex 4 Soap Scrub

Función:
Desinfección de piel sana.
Bactericida y levuricida/
fungicida.

Ingrediente activo:
Con digluconato de
clorhexidina al 4%

Ref.	Contenido
40400*	500ml* con bomba dosificadora



Dispomedic Soap 0,8%

Función:
Desinfección de piel sana.
Bactericida y levuricida/
fungicida.

Ingrediente activo:
Con digluconato de
clorhexidina al 0,8%.

Ref.	Contenido
40080*	500ml con bomba dosificadora



DispoPET

Uso: Veterinario


Función:
Bactericida y levuricida/
fungicida.

Desinfección de piel sana.

Ingrediente activo:
Con digluconato de
clorhexidina al 1%
Solución acuosa coloreada.

Ref.	Contenido
40500*	500ml con tapón obturador

* Ver anexo de referencias.



Esponjas para lavado antiséptico

Producto para el lavado antiséptico de la piel.



Disposcrub Sponge C

Dimensiones:

100x100x25 mm.

Ingrediente activo:

Jabón de digluconato de clorhexidina 4%.

Ref.	Uds./Caja
30330*	120



Dispomedic Sponge C Plus

Dimensiones:

100x100x25 mm.

Ingrediente activo:

20ml de jabón de digluconato de clorhexidina 0,8%.

Ref.	Uds./Caja
30320	120

Cepillos y soportes

Cepillo para limpieza de manos y uñas del personal técnico-sanitario.



Dispomedic Scrub Dry

■ Esterilizado con óxido de etileno

Dimensiones:
80x50x37 mm.

Ref.	Uds./Caja
30200*	100



Dispomedic P Scrub

Dimensiones:
80x50x37 mm.

Ingrediente activo:
20ml de jabón de yodopovidona 7,5%.

Ref.	Uds./Caja
30210*	100



Soportes metálicos

- Soporte metálico para cepillos o dispensador de cepillos
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Fácil de limpiar y apto para salas de operaciones

Ref.	Soporte para	Dimensiones	Uds./Caja
30007	Caja dispensadora 30 uds.	13x13x16 cm.	1
30009	Cepillos 15 uds.	17,4x13x60 cm.	1

* Ver anexo de referencias.

Manoplas para lavado antiséptico de la piel sin agua



Glowet dispoclorh

Manopla con clorhexidina acuosa al 2% incolora.

Uso:

- Ayuda a reducir las bacterias que causan infecciones cutáneas
- Recomendado para el baño pre-operatorio y la higiene completa de pacientes encamados o con movilidad reducida
- Tamaño único de 25x17 cm
- Forma anatómica

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
40010	6	240
40011	8	288