

FICHA TÉCNICA EMPAPADOR CON BARRERA PVC

Identificación

EMPAPADOR REUTILIZABLE CON ALAS
DE 90 X 85 Cm.

Modelo

11830T



CE

Características Técnicas

· Destinado para pacientes con problemas de incontinencia proporcionando la sequedad necesaria para evitar irritaciones y úlceras de cúbito por incontinencia, favoreciendo el confort, higiene y la eliminación de malos olores.

· Composición:

- **1ª Capa (Cara).**- Poliéster cardado de tacto muy suave. Color blanco (110 Grs/M2)
- **2ª Capa (Capa absorbente):** Tejido sin tejer 95% Poliéster / 5% Rayón (340 Grs/M2).
- **3ª Capa (Barrera):** Vinilo tecnología canadiense muy flexible de color verde entretejido con poliéster. Antideslizante (240 Grs/M2).
- **Medida:** 90 x 85 Cm. + Alas.
- **Alas:** 100% Poliéster cepillado. Medida: 85*45 Cm. Ideal para pacientes con alta movilidad.
- **Capacidad de absorción aprox.:** 2.50 – 3.00 L.
- **Embalaje:** Caja x 25 Pcs.

